

HRP 标记的驴抗山羊 IgG

KB70212 -20°C

产品信息

产品名称	产品编号	规格
HRP 标记的驴抗山羊 IgG	KB70212	100 μL

产品简介

辣根过氧化物酶标记驴抗山羊 IgG (H+L) (HRP conjugated Donkey Anti-Goat IgG (H+L)), 用于 Western、ELISA 和 IHC 等实验。HRP, 即 Horseradish Peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在 Western 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光, 可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色, 也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。

保存条件:

-20°C保存, 一年有效

建议稀释比

ELISA推荐稀释比 1:5000-1:10000

WB推荐稀释比 1:10000-1:20000

IHC推荐稀释比 1:500-1:5000

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途, 不用于临床诊断!

版本号: V1-202603