

HRP 标记山羊抗小鼠 IgG

KB69903 -20℃

产品信息

产品名称	产品编号	规格
HRP 标记山羊抗小鼠 IgG	KB69903	100 μL

产品简介

辣根过氧化物酶标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (HRP conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L)，用于 Western、ELISA 和 IHC 等实验。HRP，即 Horseradish Peroxidase，中文名为辣根过氧化物酶，可以在 Western 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光，可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色，也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。

保存条件：

-20℃保存，一年有效

建议稀释比

ELISA	1:5000-1:10000
WB	1:10000-1:20000
IHC	1:500-1:5000

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

版本号：V1-202603