

Anti-SEPT7 兔多克隆抗体

K1340155 -20°C


产品信息

蛋白质全称	Septin-7
别名	CDC10, CDC10 protein homolog, CDC3, Nbla02942, SEPT7, SEPT7A, septin 7
免疫原	小鼠 SEPT7 重组蛋白
Uniprot ID	O55131
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质
预测分子量 / 观测分子量	51 kDa / 51 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 800
 阳性样品: 脑

ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 100-1: 400
 阳性样品:


背景

Septins (SEPTs) are members of a conserved family of cytoskeletal GTPases involved in various cellular processes, including cytoskeleton organization, cytokinesis, and membrane dynamics. SEPT7 is a unique septin required for filament formation. It has also been reported to be involved in migration and invasion in various cancer cells, including breast cancer and glioma.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 SEPT7 蛋白(货号 K1340155).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603