

Anti-RANKL 兔多克隆抗体

K1347115 -20°C



产品信息

蛋白质全称	肿瘤坏死因子配体超家族成员 11
别名	CD254, hRANKL2, ODF, OPGL, OPTB2, Osteoprotegerin ligand, RANKL, sOdf, TNFSF11, TRANCE, Opgl, Rankl, Trance
免疫原	对应于小鼠 RANKL 的重组蛋白
Uniprot ID	O35235
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质, 分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 600-1: 2400

阳性样品: 骨


背景

Cytokine that binds to TNFRSF11B/OPG and to TNFRSF11A/RANK. Osteoclast differentiation and activation factor. Augments the ability of dendritic cells to stimulate naive T-cell proliferation. May be an important regulator of interactions between T-cells and dendritic cells and may play a role in the regulation of the T-cell-dependent immune response. May also play an important role in enhanced bone-resorption in humoral hypercalcemia of malignancy. Induces osteoclastogenesis by activating multiple signaling pathways in osteoclast precursor cells, chief among which is induction of long lasting oscillations in the intracellular concentration of Ca²⁺ resulting in the activation of NFATC1, which translocates to the nucleus and induces osteoclast-specific gene transcription to allow differentiation of osteoclasts. During osteoclast differentiation, in a TMEM64 and ATP2A2-dependent manner induces activation of CREB1 and mitochondrial ROS generation necessary for proper osteoclast generation.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 RANKL 蛋白(货号 K1347115).
 样品: 小鼠骨, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 RANKL 蛋白(货号 K1347115).
 样品: 大鼠骨, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603