

Alexa Fluor 488 标记的 山羊抗小鼠 IgG

KB75903 **-20°C**

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Alexa Fluor 488 标记的 山羊抗小鼠 IgG	KB75903	100 μL

产品简介

Alexa Fluor® 488 是一种新型的绿色荧光探针，具有亮度高，稳定性好的优点。Alexa Fluor® 488 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (Alexa Fluor® 488-conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L))，用于 IF 和 FC 的二抗。激发波长 493nm，发射波长 519nm。

保存条件：

-20°C保存，一年有效

建议稀释比

1:100—1:800

适用于IF、FC等各类应用

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光，减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

版本号：V1-202603