

Alexa Fluor 594 标记山羊抗兔 IgG

KB84903 **-20°C**

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Alexa Fluor 594 标记山羊抗兔 IgG	KB84903	100 μL

产品简介

Alexa Fluor® 594 是一种新型的红色荧光探针，具有亮度高，稳定性好的优点。Alexa Fluor® 594 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (Alexa Fluor® 594-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L))，用于 IF 二抗。激发波长 591nm，发射波长 614nm。

保存条件：

-20°C保存，一年有效

建议稀释比

1:100—1:800

适用于IF、FC等各类应用

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光，减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

版本号：V1-202603