

Cy3 标记山羊抗大鼠 IgG

KB63906 **-20°C**

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Cy3 标记山羊抗大鼠 IgG	KB63906	100 μL

产品简介

Cy3 (Cyanine 3) 属于水溶性花青染料，这类染料比其他的荧光团更亮，更稳定，背景更弱，所以广泛用于生物分子标记，荧光成像及其他荧光生物分析。

Cy3 标记山羊抗大鼠IgG (H+L) (Cy3-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L))，用于IF、FC等实验。激发波长为 550 nm，发射波长 570 nm。

保存条件：

-20°C保存，一年有效

建议稀释比

1:100—1:800

适用于IF、FC等各类应用

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光，减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

版本号：V1-202603