

FITC 标记山羊抗小鼠 IgG

KB66903 -20℃

产品信息

产品名称	产品编号	规格
FITC 标记山羊抗小鼠 IgG	KB66903	100 μL

产品简介

FITC是目前应用最广泛的荧光素，在免疫学实验里，经常被用于荧光团标记到相应的检测分子上。FITC 标记山羊抗小鼠IgG (H+L) (FITC conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L))，用于IF、FC等实验。激发波长为492nm，发射波长520nm。

保存条件：

-20℃保存，一年有效

建议稀释比

1:50—1:200

适用于IF、FC等各类应用

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光，减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

版本号：V1-202603