

HRP 标记山羊抗大鼠 IgG

KB69906 -20°C

产品信息

产品名称	产品编号	规格
HRP 标记山羊抗大鼠 IgG	KB69906	100 μL

产品简介

辣根过氧化物酶标记山羊抗大鼠IgG (H+L) (HRP conjugated Goat Anti-Rat IgG (H+L)), 用于Western、ELISA和IHC等实验。HRP, 即Horseradish Peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在Western检测时催化ECL类试剂产生化学发光, 可以在ELISA时催化TMB产生蓝色, 也可以在IHC或Western blot检测时催化DAB产生棕色沉淀。

保存条件:

-20°C保存, 一年有效

建议稀释比

ELISA	1:5000-1:10000
WB	1:10000-1:20000
IHC	1:500-1:5000

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途, 不用于临床诊断!

版本号: V1-202603